

# ПИТНА ВОДА

## ТЕСТОВІ СМУЖКИ

9 показників

50 смужок  
ПРОСТІ У ВИКОРИСТАННІ



### Застереження:

1. Уникайте контакту мокрих пальців з флаконом та його вмістом.
2. Не торкайтеся до тестових зон на смужці, уникайте їх забруднення.
3. Відразу щільно закривайте флакон після того, як дістали смужку.
4. Для одержання кращих результатів оцінюйте кольори смужки при розсіяному денному світлі.
5. Зберігайте флакон з тестовими смужками в сухому прохолодному місці.

### Інструкція з використання:

1. Занурте смужку на 2 секунди у воду та вийміть її.
2. НЕ струшуйте воду зі смужки, тримайте її горизонтально впродовж 30 секунд.
3. Після цього протягом найближчих 30 секунд порівняйте кольори смужки з кольоровими шкалами і зчитайте покази.

Загальна твердість ррт (мг/л)	0	25	50	120	250	425		
Вільний хлор ррт (мг/л)	0	0.5	1	3	5	10		
Залізо ррт (мг/л)	0	5	10	25	50	100	250	500
Мідь ррт (мг/л)	0	0.5	1	3	10+			
Свинець ррт (мг/л)	0	20	50	100	200	500		
Нітрат ррт (мг/л)	0	10	25	50	100	250	500	
Нітрит ррт (мг/л)	0	1	5	10	20	40	80	
Загальна лужність ррт (мг/л)	0	40	80	120	180	240		
рН	6.0	6.4	6.8	7.2	7.6	8.2	9.0	